

Маска медицинская Волга Медикал двухслойная

РЗН 2020/10341

2-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд, цвет голубой, нестерильная

НПП Волга Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	2-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд
Цвет	голубой
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

- изготовлены из 2х слойного высококачественного нетканого материала (Спанбонд - Спандбонд);
- имеют гибкий фиксатор прилегающий к носу;
- фиксатор запаян в пластиковую полосу, что предотвращает его кручение и излом.