

Маска медицинская Волга Медикал трехслойная со щитком

РЗН 2020/10341

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, со щитком, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет голубой, нестерильная

НПП Волга Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	со щитком
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	голубой
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

- изготовлены из 3х слойного высококачественного нетканого материала (Спанбонд-Мелтблаун-Спандбонд);
- имеют гибкий фиксатор прилегающий к носу;
- фиксатор запаян в пластиковую полосу, что предотвращает его кручение и излом;
- бактериальная фильтрация 98%.