

Маска медицинская Медкомплект

РЗН 2020/10285

1 слойная / 2-х слойная / 3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой / желтый / зеленый / жёлтый / розовый / серый / сиреневый / чёрный / коричневый / красный, 120×70 / 140×80 / 170×95 мм, нестерильная



ПКФ Медкомплект ООО, Россия

Характеристики

Тип	1 слойная / 2-х слойная / 3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой / желтый / зеленый / жёлтый / розовый / серый / сиреневый / чёрный / коричневый / красный
Размер	120×70 / 140×80 / 170×95 мм
Количество в упаковке	1 шт. / 5 шт. / 10 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маска медицинская одноразовая — применяется в медицинских учреждениях в качестве формы защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Маски изготовлены из высококачественного нетканого материала типа спанбонд (верхний и нижний слой) и мелтблаун (средний слой). Средний слой маски - мелтблаун обладает высокой фильтрационной способностью и играет роль фильтра. Данные материалы обладают хорошими воздухопропускными свойствами и не затрудняют дыхание.