

Маска кислородная Greatcare GCR 1015 нереверсивная

кислородная, с мешком, трубка 2.1 м, размер S / M / L / XL

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	с мешком
Длина трубки	2.1 м
Размер	S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Маска кислородная Greatcare GCR 1015 нереверсивная предназначена для кратковременной подачи кислорода.

Модификации

Кат. №	Размер	Мешок	Цвет
GCR 101501	XL (взрослая удлинённая)	1000 мл	зеленый
GCR 101502	L (взрослая)	1000 мл	зеленый
GCR 101503	M (детская удлинённая)	600 мл	зеленый
GCR 101504	S (детская)	600 мл	зеленый

Трубка

Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2.1 м.
Размер коннектора трубки соответствует международным стандартам и позволяет подключиться к любым кислородным магистралям (возможно без кислородной трубки по желанию заказчика).

Характеристики:

- края маски гладкой закругленной формы;
- легко фиксируется на лице пациента при помощи носового зажима и эластичной ленты;
- термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, что позволяет принимать форму соответствующую индивидуальным особенностям лица пациента;
- прозрачность материала позволяет контролировать состояние пациента;
- изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида;

- поставляется в герметичной стерильной упаковке (ЕО), обеспечивающей сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности (5 лет);
- не содержит латекс и фталаты, для однократного применения;
- мягкий виниловый дыхательный мешок объемом 1000 мл и 600 мл.