

Маска носовая Fisher & Paykel FreeMotion RT042

ФСЗ 2011/09111

носовая, вентилируемая, с лобным упором, размер M / L

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики

Прилегание к лицу	носовая
Тип	вентилируемая
Лобный упор	с лобным упором
Размер	M / L

Дополнительные характеристики

FreeMotion RT042 – назальные маски с отверстиями для применения в условиях стационара. Используются с аппаратами ИВЛ, обеспечивающими вентиляцию с двухфазным или постоянным положительным давлением в дыхательных путях. Применяются при дыхательной недостаточности в случае допустимости неинвазивной ИВЛ с поддержкой давления.

Размеры: M / L.

Диапазон давления: 3-25 см H₂O.

Длительность применения: не более 7 дней только для одного пациента.

Характеристики:

- Подвижный патрубок с двойным шарниром облегчает движения пациента.
- **Встроенный порт** обеспечивает возможность подачи вспомогательного кислорода и мониторинга давления.
- Скользящая застежка FreeMotion Glider™ с клипсой быстрого разъединения обеспечивает свободу движений и исключение утечек воздуха при повороте пациента.

В упаковке: 10 шт.