

Маска носовая Lowenstein CARA

РЗН 2020/12449

носовая, вентилируемая, с лобным упором, размер S / M / L

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Прилегание к лицу	носовая
Тип	вентилируемая
Лобный упор	с лобным упором
Размер	S / M / L

Дополнительные характеристики

Маска носовая CARA – легкая, мягкая, удобная, обеспечивает непревзойденный комфорт в течение всей терапии. Применяется как в домашних условиях, так и в условиях стационара. Создана специально с учетом анатомических особенностей лица, комфортная для кожи, мягкая часть маски и дышащий материал поддержки для головы с крючками для быстрого снятия.

Размеры: S/M и M/L.

Диапазон давлений: 4-30 гПа.



Выдыхательная система

Маска оснащена встроенной выдыхательной системой. Стопорное кольцо и корпус маски имеют такую форму, что между этими деталями образуется зазор, через который может выходить выдыхаемый воздух.

Особенности:

- Мягкая насадка маски представлена в двух размерах: S/M, M/L.
- Очень легкая – вес всего 59 грамм.
- Мягкая, тихая диффузная система выдоха.
- Головной фиксатор маски имеет цветовую маркировку с клипсами, легкими и понятными в использовании.
- Шарнирное соединение ball-and-socket обеспечивает максимальную свободу движений.
- Износостойкий материал.
- Головной фиксатор размера XL опционально доступен для заказа.

Сравнение носовых масок Lowenstein

Cara	JOYCEone	JOYCEeasy	JOYCE SilkGel
 Два размера, подходят для 95% лиц	 один размер / более широкая и гибкая на переносице	 более широкая на переносице / размеры подходят для более длинных лиц, чем JOYCE	 более узкая на переносице / заполнена гелем