

Маска хирургическая Medicom Safe Mask Premier Pro-Shield

ФСЗ 2011/09756

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, со щитком, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд, цвет бирюзовый, 175×90 мм, нестерильная

Medicom Healthcare B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	со щитком
Класс защиты (ASTM уровень)	3 (98%)
Материал	спанбонд
Цвет	бирюзовый
Размер	175×90 мм
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная