

Маска хирургическая Medicom Safe Mask SofSkin Antifog

ФСЗ 2011/09756

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, противозапотевающая, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет голубой / зеленый, нестерильная

Medicom Healthcare B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	противозапотевающая
Класс защиты (ASTM уровень)	3 (98%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	голубой / зеленый
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

- высокий комфорт при исключительной воздухопроницаемости;
- свободные от микроорганизмов продукты, готовые для использования в операционных - все маски изготовлены в соответствии с биологическими требованиями стандарта EN ISO 11737-1;
- защитный брызгозащищенный материал типа IIR (в соответствии с ИСО 22609:2004);
- эффективность бактериальной фильтрации около 99 %;
- антифоговая пленка препятствующая запотеванию очков.

Наилучшим образом подходят для:

- профессионалов с чувствительной кожей;
- профессионалов носящих очки.