

Маска хирургическая Medicom Safe Mask SofSkin Standard

ФСЗ 2011/09756

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, удлиненная до шеи, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд, цвет белый, нестерильная

Medicom Healthcare B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	удлиненная до шеи
Класс защиты (ASTM уровень)	3 (98%)
Материал	спанбонд
Цвет	белый
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная