

Маска медицинская Тонус на завязках

РЗН 2020/9933

2-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, с клапаном, класс защиты 2 (98%), материал хлопок, цвет белый / голубой / чёрный, нестерильная

Тонус АО, Россия



Характеристики

Тип	2-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	с клапаном
Класс защиты (ASTM уровень)	2 (98%)
Материал	хлопок
Цвет	белый / голубой / чёрный
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Внешний слой маски изготовлен из полотна основовязаного эластичного, внутренний фильтрующий слой изготовлен из биоактивного текстильного полотна с антимикробной, антигрибковой, антивирусной отделкой Sanitized T99-19 (Швейцария) и водоотталкивающей отделкой CleanOk. Маска надежно задерживает зараженные аэрозоли и обладает отличной фильтрующей способностью. Маски снижают вирусную нагрузку на 99%, что подтверждается лабораторными исследованиями проведенными компанией Sanitized AG (Швейцария) в независимых лабораториях в соответствии с ISO 18184:2019.