

Маска медицинская Чистовье трехслойная

РЗН 2020/9888

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты 1 (95%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой / розовый / чёрный, нестерильная

Чистовье АО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	1 (95%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой / розовый / чёрный
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маски медицинские трехслойные на резинках (класс 1) применяются в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, общественных организациях, в транспорте, а также в домашних условиях. Предназначены для защиты органов дыхания медработников и пациентов от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов. Трехслойный материал обеспечивает максимальный уровень фильтрации. Первый и третий слой масок изготовлены из спанбонда, средний (фильтр) из мелтблауна. Маски не препятствуют свободному дыханию.