

Маска медицинская СпецМедЗащита трехслойная

ФСР 2010/07908

1 слойная / 2-х слойная / 3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый, 185×95 мм, нестерильная



Казанская фабрика СпецМедЗащита ООО, Россия

Характеристики

Тип	1 слойная / 2-х слойная / 3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый
Размер	185×95 мм
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маски изготавливаются с антибактериальным фильтром из материала технологии СМС. Последняя представляет из себя сочетание двух слоев спанбонда и одного слоя мелтблауна. Применение данной технологии позволяет препятствовать распространению бактерий. Трехслойные маски обладают отличной воздухопроницаемостью, они не прозрачны, комфортны для ношения и не раздражают кожу. Плотность - 50 гр/м2.