

Маска медицинская Halyard двухслойная

ФСЗ 2010/07033

2-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, класс защиты 2 (98%), материал спанбонд, цвет белый / голубой / желтый / жёлтый, нестерильная

Halyard Health Inc., США



Характеристики

Тип	2-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	2 (98%)
Материал	спанбонд
Цвет	белый / голубой / желтый / жёлтый
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная