

Маска медицинская Halyard двухслойная со щитком

ФСЗ 2010/07033

2-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, со щитком / противозапотевающая, класс защиты 2 (98%), материал спанбонд, цвет белый / голубой / коричневый, нестерильная

Halyard Health Inc., США



Характеристики

Тип	2-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	со щитком / противозапотевающая
Класс защиты (ASTM уровень)	2 (98%)
Материал	спанбонд
Цвет	белый / голубой / коричневый
Количество в упаковке	25 шт.
Стерильность	нестерильная