

Маска медицинская Halyard трехслойная со щитком

ФСЗ 2010/07033

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, со щитком / противозапотевающая, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд, цвет белый / голубой / желтый / жёлтый, нестерильная

Halyard Health Inc., США



Характеристики

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Тип                         | 3-х слойная                       |
| Крепление                   | на завязках                       |
| С фиксатором на переносице  | Да                                |
| Особенности                 | со щитком / противозапотевающая   |
| Класс защиты (ASTM уровень) | 3 (98%)                           |
| Материал                    | спанбонд                          |
| Цвет                        | белый / голубой / желтый / жёлтый |
| Количество в упаковке       | 25 шт.                            |
| Стерильность                | нестерильная                      |