

Маска медицинская УралПромМед Aura mask трехслойная

ФСР 2012/14158

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой, 175×95 мм, нестерильная

УралПромМед ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой
Размер	175×95 мм
Количество в упаковке	5 шт. / 50 шт. / 100 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маски обеспечивают 3-х кратную фильтрацию вдыхаемого воздуха, препятствуют проникновению чужеродных веществ: вирусов, бактерий и др. в дыхательные пути. Эффективность бактериальной фильтрации 98%. Не нарушают нормальный режим дыхания. Область применения: медицина, косметология, пищевая промышленность, в быту.