

Маска медицинская КЛЕВЕР-ПРО трехслойная

РЗН 2017/5736

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой / желтый / зеленый / жёлтый / розовый / чёрный, 175×90 мм, нестерильная

КЛЕВЕР-ПРО ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой / желтый / зеленый / жёлтый / розовый / чёрный
Размер	175×90 мм
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маска медицинская одноразовая - одна из распространённых форм защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Маски защитные одноразовые уже долгое время успешно применяются не только в медицинских учреждениях любого уровня, но и в быту. Маска медицинская препятствует попаданию бактерий, вирусов и загрязняющих веществ в дыхательные пути человека. Особенно эффективно использование медицинских защитных масок во время возникновения опасных эпидемических ситуаций для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.