

Маска медицинская SF Medical трехслойная

ФСЗ 2010/07716

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты 1 (95%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой / зеленый / розовый, 125×80 / 145×90 / 175×95 / 175×215 мм, нестерильная

SF Medical Products GmbH, Германия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	1 (95%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой / зеленый / розовый
Размер	125×80 / 145×90 / 175×95 / 175×215 мм
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная