

Маска операционная L&R Sentinex Classic

ФСЗ 2009/04450

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет зеленый, нестерильная

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG,
Германия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	зеленый
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Sentinex® Classic Модель премиум класса. Благодаря использованию высококачественных материалов обеспечивает очень хороший комфорт при ношении.