

Маска медицинская JNB трехслойная

ФСЗ 2008/02308

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты 2 (98%), материал TNT, цвет белый / голубой / желтый / лиловый / жёлтый / оранжевый / розовый, нестерильная

JNB Estate LLP, Великобритания



Характеристики

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип                         | 3-х слойная                                                          |
| Крепление                   | на резинках                                                          |
| С фиксатором на переносице  | Да                                                                   |
| Без особенностей            | Да                                                                   |
| Класс защиты (ASTM уровень) | 2 (98%)                                                              |
| Материал                    | TNT                                                                  |
| Цвет                        | белый / голубой / желтый / лиловый / жёлтый /<br>оранжевый / розовый |
| Количество в упаковке       | 50 шт.                                                               |
| Стерильность                | нестерильная                                                         |