

Материал контрольный Diagon D-Check D Plus

контроль, для анализаторов Sysmex, нормальный /
низкий / высокий, 2.5 мл

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Sysmex
Уровень	нормальный / низкий / высокий
Объем	2.5 мл

Дополнительные характеристики

Материал контрольный D-Check D Plus - аттестованный, готовый к использованию контрольный материал, предназначенный для контроля значений на гематологических анализаторах импедансного типа и для ручных методик. Этот контрольный материал можно использовать для внешней оценки качества.

Аттестован по гематологическим параметрам: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, LYMPH (%,#), MXD (%,#), NEUT (%,#).

D-Check D Plus - это контрольный материал для диагностики in vitro, состоящий из эритроцитов человека и млекопитающих, имитации лейкоцитов и тромбоцитов, взвешенных в жидкости, подобной плазме, с консервантами.

Срок использования: в закрытой таре - 170 суток, после вскрытия - 30 суток.

Для анализаторов:

- Sysmex KX-21N, XP-300.