


Шовный материал ФИАТОС Капрогент

ФСР 2008/02206

нерассасывающийся, структура плетеная / крученая,
полиамид

ФИАТОС ТПЧУП, Беларусь



Нить

Способность к деструкции	нерассасывающийся
Структура нити	плетеная / крученая
Материал нити	полиамид
Состав нити	полиамид с антибактериальным компонентом гентамицин/ полиамид с фторполимерным покрытием и антибактериальным компонентом
Толщина нити	5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) / 3-4 (6-7) USP (Eur.Ph)
Аналоги	Стерилон А

Описание

Рекомендуются при различных хирургических вмешательствах где требуется использование нерассасывающихся нитей на органах и тканях с повышенной микробной обсемененностью или в случае опасности вторичного инфицирования швов.