


Упаковочный материал для стерилизации Медтест МН-Стеримаг

РЗН 2019/8832

нетканый материал, в листах / в рулонах, длина 275-2000 мм, ширина 275-2000 мм

Мегатехника ООО, Россия



Характеристики

Вид	нетканый материал
Упаковка	в листах / в рулонах
Длина	275-2000 мм
Ширина	275-2000 мм

Дополнительные характеристики

Нетканый материал SMS МН-Стеримаг – упаковочный материал в листах и рулонах из нетканого материала. Применяемая при производстве технология ПАП обеспечивает особо высокую прочность материала и проницаемость для стерилизующих агентов.

Варианты исполнения:

- 1. SMS МН-Стеримаг спаянный
- 2. SMS / SMMS / SSMMS / SMMMS МН-Стеримаг стандарт
- 3. SMS / SMMS / SSMMS / SMMMS МН-Стеримаг регуляр
- 4. SMS / SMMS / SSMMS / SMMMS МН-Стеримаг хэви
- 5. SMS / SMMS / SSMMS / SMMMS МН-Стеримаг экстрим

Размеры:

- **SMS МН-Стеримаг в листах**
 - ширина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм
 - длина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм

- от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм

- **SMS MH-Стеримаг в рулонах**

- ширина:

- от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм

- длина:

- от 5 до 25 м с шагом 1 м
 - от 25 до 150 м с шагом 5 м
 - от 150 до 2000 м с шагом 10 м

Методы стерилизации:

- паровая
- этиленоксидная
- пароформалиновая
- радиационная
- пероксидная (плазменная)