

Шовный материал ФИАТОС Кетгут хромированный

ФСЗ 2009/05070

рассасывающийся, структура мононить, кетгут, полное
рассасывание 0-90 суток

ФИАТОС ТПЧУП, Беларусь



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	мононить
Материал нити	кетгут
Состав нити	натуральные очищенные коллагеновые ткани, полученные из серозного слоя крупного рогатого скота или из подслизистого волокнистого слоя кишок овец. Нить обрабатывается трехвалентными солями хрома и окисью пирогаллола с целью увеличения периода рассасывания и для окрашивания материала в коричневый цвет
Толщина нити	6/0 (0.7) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) / 3-4 (6-7) USP (Eur.Ph)
Потеря 50% прочности	21-28 суток
Полное рассасывание	0-90 суток
Аналоги	CATGUT CHROMIC, SOFTCAT CHROME

Описание

Применяется в общей хирургии, офтальмологии, гинекологии, урологии, при различных хирургических оперативных вмешательствах, требующих использования рассасывающих нитей.