


Шовный материал ФИАТОС Кетгут простой

ФСР 2008/02206

рассасывающийся, структура мононить, кетгут, полное
рассасывание 0-70 суток

ФИАТОС ТПЧУП, Беларусь



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	мононить
Материал нити	кетгут
Состав нити	натуральные очищенные коллагеновые ткани, полученные из серозного слоя крупного рогатого скота или из подслизистого волокнистого слоя кишок овец
Толщина нити	6/0 (0.7) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) / 3-4 (6-7) USP (Eur.Ph)
Потеря 50% прочности	7-14 суток
Полное рассасывание	0-70 суток
Аналоги	CATGUT PLAIN, КЕТГУТ

Описание

Общая хирургия для аппроксимации тканей и наложения лигатур, кушerstво и гинекология, офтальмология, урология, кишечные анастомозы, перевязка подкожных сосудов, пластическая хирургия, кожные швы.
Рекомендован для наложения швов при операциях на мочевыделительной и желчевыделительной системах.