


Шовный материал ФИАТОС ПГА

ФСР 2008/02206

рассасывающийся, структура плетеная, полигликолид,
полное рассасывание 60-90 суток

ФИАТОС ТПЧУП, Беларусь



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	плетеная
Материал нити	полигликолид
Состав нити	100% полигликолид с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция/сополимера гликолида и L-лактида и стеарата кальция
Толщина нити	10/0 (0.2) / 9/0 (0.3) / 8/0 (0.4) / 7/0 (0.5) / 6/0 (0.7) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) / 3-4 (6-7) USP (Eur.Ph)
Потеря 50% прочности	0-21 суток
Полное рассасывание	60-90 суток
Цвет нити	фиолетовый
Аналоги	PGA, SAFIL(Сафил), Дар-вин, PGA-Resorba, ПГА Смарт

Описание

Применяется для соединения мягких тканей и наложения лигатур в хирургии, урологии, ортопедии, гинекологии, офтальмологии и пластической хирургии. Рекомендовано для наложения швов при операциях на мочевыделительной и желчевыделительной системах.