

Шовный материал Armaline ARMASTEEL

РЗН 2019/8765

нерассасывающийся, структура монопить, сталь, с
иглой, кривизна 1/2 (H) / 3/8 (D) / 1/4 (V) / 5/8 (F) /
прямая (G) / крючкообразная / лыжеобразная (K)

АРМАЛАЙН ООО, Россия



Нить

Способность к деструкции	нерассасывающийся
Структура нити	монопить
Материал нити	сталь
Толщина нити	2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) / 3-4 (6) / 5 (7) USP (Eur.Ph)
Цвет нити	неокрашенная

Игла

Тип иглы	колющая / режущая / таперкат / троакарная / тупоконечная / обратно-режущая / шпательная
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D) / 1/4 (V) / 5/8 (F) / прямая (G) / крючкообразная / лыжеобразная (K)

Описание

Шовный материал ARMASTEEL – хирургическая нерассасывающаяся монопить из нержавеющей стали.

Рекомендуется использовать для повышения надежности швов (соединение краев грудины, наложение швов на сухожилия, ушивание брюшной стенки).
Вызывает минимальную воспалительную реакцию, но следует учитывать его способность провоцировать токсические или аллергические осложнения. Поставляется стерильным.

Варианты исполнения:

- 1. Отрезки длиной от 10 до 300 см.
- 2. Отрезки длиной от 150 до 1000 см на катушке.
- 3. Отрезки от 10 до 200 м на кассете.
- 4. Отрезки длиной от 10 до 300 см, с одной или двумя атравматическими иглами диаметром от 0.30 до 1.57 мм, длиной от 8 до 90 мм, изогнутыми на 1/2, 1/4, 3/8, 5/8 окружности, прямыми, лыжеобразными, крючкообразными (J-образными), типов острия: колющая, режущая, обратно-режущая, таперкат, тупоконечная, троакарная, шпательная.

Предназначена для применения в различных областях хирургии:

- абдоминальная хирургия (брюшная полость);
- ортопедия;
- травматология;
- торакальная хирургия.

Цвет нити: неокрашенный.

Толщина: от 3 до 7 EP (2/0 5 USP).