

Пакеты для стерилизации Eline плоские

ФСЗ 2010/07989

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ,
стерильность 6 месяцев, размеры 75-600×150-600 мм,
медицинская бумага и пленка

E.Line S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Срок стерильности	6 месяцев
Размеры	75-600×150-600 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Плоские пакеты для стерилизации Eline предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

- ☐ Состоят из специально медицинской бумаги и плёнки (полиэстер и цветной полипропилен)
- ☐ Применяются с использованием термосварочного аппарата или индикаторной ленты

Размеры:

- **75** × 200 / 250 / 300 мм
- **100** × 150 / 200 / 250 / 300 мм
- **150** × 200 / 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 мм
- **200** × 250 / 300 / 350 / 400 мм
- **250** × 350 / 400 / 500 мм
- **300** × 400 / 450 / 500 / 600 мм
- **320** × 500 мм
- **400** × 500 / 600 мм
- **500** × 600 мм
- **600** × 600 мм