

Пакеты для стерилизации Eline плоские самозапечатывающиеся

ФСЗ 2010/07989

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ЭО /
ФОРМ, стерильность 4 месяца, размеры 60-300×100-
500 мм, медицинская бумага и пленка



E.Line S.r.l., Италия

Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Срок стерильности	4 месяца
Размеры	60-300×100-500 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Плоские самозапечатывающиеся пакеты для стерилизации Eline предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

- ☐ Состоят из специально медицинской бумаги и плёнки (полиэстер и цветной полипропилен)
- ☐ Двусторонняя клейкая лента позволяет закрывать пакеты в оперативных условиях без термоспаивающего аппарата

Размеры:

- 60 × 100 / 200 мм
- 75 × 250 мм
- 90 × 165 / 200 / 230 / 250 мм
- 140 × 250 мм
- 190 × 330 / 400 мм
- 300 × 450 / 500 мм