

Рулоны для стерилизации Eline плоские

ФСЗ 2010/07989

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО /
ФОРМ, стерильность 6 месяцев, размеры 50-400 мм ×
100-200 м, медицинская бумага и пленка

E.Line S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Срок стерильности	6 месяцев
Размеры	50-400 мм × 100-200 м
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Плоские рулоны для стерилизации Eline предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

- ☐ Состоят из специально медицинской бумаги и плёнки (полиэстер и цветной полипропилен)
- ☐ Равномерная герметичность при стерилизации
- ☐ При открытии не оставляют бумажных волокон или разрывов пленки
- ☐ Применяются с использованием термосварочного аппарата или индикаторной ленты

Ширина: 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 мм

Длина: 100 / 200 м