

Рулоны для стерилизации Eline Tyvek

ФСЗ 2010/07989

рулон, плоский, термосвариваемый, ЭО / ПЕР /
ФОРМ, стерильность 12 месяцев, размеры 50-500 мм
× 70-100 м, Тайвек

E.Line S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ЭО / ПЕР / ФОРМ
Срок стерильности	12 месяцев
Размеры	50-500 мм × 70-100 м
Материал	Тайвек

Описание

Рулоны для стерилизации Eline Tyvek предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

- Состоят из материала Tyvek и пленки (полиэстер и цветной полипропилен)
- Высокие водоотталкивающие свойства, сопротивление на разрыв и проколы
- Предназначены для стерилизации газом (этеленоксид, формальдегид) и плазмой

Ширина: 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 мм

Длина: 70 / 100 м