

Пакеты для стерилизации Eurosteril плоские

ФСЗ 2011/09467

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО,
стерильность 6 месяцев, размеры 50 / 75 / 100 × 250
мм, медицинская бумага и пленка



Euronda S.p.A, Италия

Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО
Срок стерильности	6 месяцев
Размеры	50 / 75 / 100 × 250 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Пакеты для стерилизации Eurosteril плоские изготовлены из белой медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м² и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это гарантирует прочность, простоту и надежность при вскрытии – не оставляют волокна ткани и частички пластика.

- ☐ Поддерживают стерильность до 6 месяцев
- ☐ Снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности

Размеры	В упаковке
5×25 см	500 шт.
7.5×25 см	500 шт.
10×25 см	500 шт.