

Рулоны для стерилизации Eurosteril плоские

ФСЗ 2011/09467

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО,
стерильность 6 месяцев, размеры 50-400 мм × 200 м,
медицинская бумага и пленка

Euronda S.p.A, Италия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО
Срок стерильности	6 месяцев
Размеры	50-400 мм × 200 м
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Рулоны для стерилизации Eurosteril плоские изготовлены из медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м² и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это гарантирует прочность, простоту и надежность при вскрытии – не оставляют волокна ткани и частички пластика.

- ☐ Поддерживают стерильность до 6 месяцев
- ☐ Снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности

Размеры	В упаковке
5 см × 200 м	8 рулонов
7.5 см × 200 м	5 рулонов
10 см × 200 м	4 рулона
15 см × 200 м	2 рулона
20 см × 200 м	2 рулона
25 см × 200 м	1 рулон
30 см × 200 м	1 рулон
40 см × 200 м	1 рулон