

Матрац для каталок Lojer Merivaara Antistatic

РЗН 2017/6659

1-секционный матрац, для каталок, с эвакуационными ремнями, материал матраса ткань х/б с полиуретановой мембраной, наполнение матраса пенополиуретан (ППУ), длина -1930 мм, ширина -650 мм, толщина 50-80 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Количество секций	1-секционный
Для каталок	Да
Эвакуационные ремни	Да
Стадии пролежней	I стадия
Внешний материал матраса	ткань х/б с полиуретановой мембраной
Наполнение матраса	пенополиуретан (ППУ)
Длина	-1930 мм
Ширина	-650 мм
Толщина	50-80 мм
Допустимый вес на одно спальное место	40-150 кг

Дополнительные характеристики

Матрацы Lojer Merivaara Antistatic предназначены для каталок в больницах.

Основание: огнеупорная HR-пена R50200 (50 кг/м³). Чехол из черной антистатической ткани с полиуретановым покрытием, ткань водонепроницаема, но пропускает влагу, что позволяет коже дышать. Застежка-молния с одной стороны. **Фиксация липучкой** на ложе каталки и при помощи 4 ремней на раме.

Матрац 51781 также имеет по бокам две полосы. С несколькими липучками матрацы легко закрепляются на каталке. Воспламеняемость по стандарту IMO FTPC часть 9.

Матрацы имеют маркировку CE.

Размеры: 65 × 193 × 5 / 8 см.