

Диагностический реагент Dialab Медь

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, медь, метод определения колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | реагенты                                                                  |
| Система               | открытая                                                                  |
| Параметр определения  | медь                                                                      |
| Метод                 | колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA |
| Материал исследования | плазма крови / сыворотка крови                                            |
| Объем                 | 25 мл                                                                     |
| Состав набора         | 5×25 ml                                                                   |

Дополнительные характеристики

Медь, Copper, 3,5 - DiBr - PAESA

Диагностический реагент для количественного определения in vitro меди в сыворотке или плазме на фотометрических системах.

Метод теста - колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA.