

Видеокольпоскоп Dr. Camscope DCS-102

ФСЗ 2010/06588

цифровой видеокольпоскоп, галогенная лампа, с фильтром

Sometech Inc., Южная Корея



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Фильтр	Да

Описание

Видеокольпоскоп Dr.Camscope DCS-102 позволяет получить на мониторе цветное качественное изображение с высоким разрешением для точной и достоверной диагностики гинекологических заболеваний. Дает возможность врачу и пациенту увидеть изображение области заболевания до и после лечения, детально рассмотреть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения. Сохраненные визуальные отчеты могут использоваться как документация для клинической и научной работы, для проведения консилиумов и консультаций со специалистами.