

Кислородный концентратор AirSep VisionAire

ФСЗ 2009/05096

5 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%

AirSep Corporation, США



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	40 дБ
Размеры (в×ш×г)	35.8×29.2×52.8 см
Масса	13.6 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор AirSep VisionAire – компактный и практически бесшумный концентратор кислорода производительностью до 5 л/мин. Он разработан как стационарный концентратор, но благодаря небольшому весу и скромным размерам его можно применять и в поездках.

Аппарат предназначен для проведения сеансов кислородной терапии у пациентов с респираторными и сердечнососудистыми заболеваниями, сопровождающимися хронической или острой дыхательной недостаточностью. Подходит как для домашнего использования, так и для применения в лечебных учреждениях.

Производительность: до 5 л/мин.

Концентрация кислорода: 93±3%.

Потребляемая мощность: 290 Вт.

Отличительные особенности

- Встроенная система увлажнения позволяет избежать побочных эффектов в виде «пересушенности» слизистой оболочки дыхательных путей.
- Возможность непрерывной работы 24 часа в сутки.

- Уровень шума – менее 40 дБ, что позволяет использовать аппарат во время сна.
- Малый вес (13.6 кг), маневренные колеса и ручки для транспортировки позволяют пациенту свободно перемещаться по помещению во время процедуры.
- Счетчик рабочих часов отслеживает суммарное время, в течение которого использовался аппарат.
- Нормативный ресурс работы 30 000 часов.
- Фильтр концентратора требует замены после наработки 5 000 часов.