

Мешок Амбу Plasti-Med многоразовый

ФСЗ 2012/12924

одноразовый, объем 0.28 л / 0.55 л / 1.5 л, для
взрослых / для детей / для новорожденных

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Одноразовый	Да
Объем	0.28 л / 0.55 л / 1.5 л
Возрастная категория	для взрослых / для детей / для новорожденных

Описание

Мешок Амбу Plasti-Med одноразовый используется в отделениях реанимации и анестезиологии. Ввиду своей универсальности является важной составляющей оборудования транспорта скорой помощи. Приспособление для ИВЛ можно использовать для вспомогательной вентиляции легких и в ингаляционных целях.

В комплект входит:

- ☐ Мешок для ручной ИВЛ (1500 мл / 550 мл / 280 мл)
- ☐ Резервуарный мешок из ПВХ (взрослый / педиатрический / неонатальный)
- ☐ Кислородная линия 2 м
- ☐ Кислородная маска (взрослая № 5 / педиатрическая № 3 / неонатальная № 1)

	Кат. №	Тип	В упаковке
Взрослый	130 255	Набор Амбу 1500 мл	10 шт.
Педиатрический	130 254	Набор Амбу 550 мл	5 шт.
Неонатальный	130 253	Набор Амбу 280 мл	5 шт.