

Мешок дыхательный типа «Амбу» многократного применения

РЗН 2018/6725

одноразовый, многоразовый, для взрослых / для детей / для новорожденных

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Одноразовый	Да
Многоразовый	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей / для новорожденных

Описание

Мешок дыхательный типа «Амбу» - предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом.

Описание: может применяться в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи.

Размеры: для взрослых / педиатрические / неонатальные.

Применение: однократное / многократное.

Комплектация мешка «Амбу» Ассомедика:

- мешок вентиляционный
- мешок резервный
- клапан контроля давления
- трубка полимерная (кислородная)
- ротаторасширитель (по желанию)
- воздуховод (по желанию)
- маски дыхательные (размеры 0-6)
- футляр (по желанию)

Упаковка: индивидуальная.

Срок годности (стерильности): 5 лет с даты производства.