

Мешок илеостомный ConvaTec Экстра

ФСЗ 2010/07105

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, взрослый / детский, телесный, диаметр
фланца: 32 / 38 / 45 / 57 / 70 мм, фильтр

ConvaTec Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	32 / 38 / 45 / 57 / 70 мм
Фильтр	Да

Дополнительные характеристики

Мешок илеостомный ConvaTec Экстра - мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой.

Особенности мешка для калоприемника:

- дренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- диаметр фланца: 32 мм, 38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм;
- фильтр (опция).