

Мешок стомный Чистомед МКДо

РЗН 2019/8607

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, взрослый / детский, телесный, диаметр
фланца: 38 / 45 / 57 / 70 / 100 мм, вместимость 400 мл,
зажим

Чистомед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	38 / 45 / 57 / 70 / 100 мм
Вместимость	400 мл
Зажим	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник Чистомед МКДо - это резервуар для приема каловых масс у людей, у которых по различным причинам невозможен нормальный акт дефекации.

Варианты исполнения: **МКДо38, МКДо45, МКДо57, МКДо70, МКДо100.**

Особенности мешка для калоприемника:

- дренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- объем мешка-резервуара - 200 мл / 400 мл;
- диаметр фланца: 38 мм / 45 мм / 57 мм / 70 мм / 100 мм;
- запахонепроницаемый;
- мешок калоприемника изготовлен из полимерной девятислойной барьерной пленки;
- задняя поверхность мешка, соприкасающаяся с кожей, покрыта мягким нетканым материалом для дополнительной защиты кожи от раздражения и комфорта;
- зажим (опция);
- бесшумный во время движения, мягкий и незаметный под одеждой.