

Мешок уростомный ConvaTec

ФСЗ 2010/07011

уроприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, взрослый / детский, телесный, диаметр
фланца: 32 / 38 / 45 / 57 / 70 мм, антирефлюксный
клапан

ConvaTec Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	уроприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	32 / 38 / 45 / 57 / 70 мм
Антирефлюксный клапан	Да

Дополнительные характеристики

Мешок уростомный ConvaTec - предназначены специально для двухкомпонентных универсальных систем и применяются совместно с пластинами соответствующего типа и размера.

Особенности мешка-резервуара:

- дренируемый для двухкомпонентного уроприемника;
- диаметр фланца: 32 мм, 38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм;
- выполнен из многослойного прозрачного материала;
- не пропускает запах и предохраняет систему от протеканий;
- мешок бесшумен и имеет анатомическую форму;
- мягкая подложка избавляет пациента от дискомфорта и позволяет поту свободно испаряться с поверхности тела;
- антифлюксный клапан.