

Микроигла Sarstedt для забора крови

РЗН 2015/2881

игла, размер 21G / 23G / 25G

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	игла
Размер иглы	21G / 23G / 25G

Описание

Микроиглы Sarstedt используются для забора венозной крови у новорожденных и младенцев. Взятие крови происходит самотеком в микропробирки с реагентами.

Характеристики:

- Минимальные потери за счет прямого тока крови.
- Удобный рельефный держатель для надежного контроля иглы в вене.
- Вращение на 360° для работы с «трудными» венами.
- Канюля имеет цветовую маркировку в соответствии с диаметром.

Кат. №	Исполнение	Цветовой код
85.921	Микроигла 21G × 3/4"	зеленый
85.923	Микроигла 23G × 3/4"	синий
85.925	Микроигла 25G × 3/4"	оранжевый

Упаковка: 50 шт. / 500 шт.