

Микрокрючок Медин-Урал для радужки M813.4T

ФСР 2008/02713

крючок глазной, длина 130 мм, диаметр рабочей части
0.1 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	глазной
Длина	130 мм
Диаметр конца рабочей части	0.1 мм
Диаметр ручки	5 мм

Дополнительные характеристики

Микрокрючок обратный для удаление Ирис-ретрактора (5x5 (12-04) M813.4T:
- диаметр рабочей части 0.1 мм;
- диаметр ручки 5 мм;
- длина общая 130 мм.