

Микрокрючок Медин-Урал для радужки M818T (M819.1T)

ФСР 2008/02713

материал титан, крючок глазной, с шариком, длина 120 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Материал	титан
Тип	глазной
Вид	с шариком
Длина	120 мм
Диаметр ручки	5 мм

Дополнительные характеристики

- Микрокрючок M818T (M819.1T):
- с шариком для установки и удаления;
 - Ирис ретрактора 12-04 / ИР-5 / ИР-6;
 - высота крючка 0.9 мм;
 - диаметр ручки 5 мм;
 - длина общая 120 мм.