


Микроножницы оториноларингологические CASTROVIEJO  
OC485R-OC486R

ФСЗ 2009/04103

ножницы оторинологические, прямые / изогнутые, тип  
микроножницы, остроконечные, длина 95 мм,  
пружинные

Aescular AG, Германия



Характеристики

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Назначение | оторинологические  |
| Профиль    | прямые / изогнутые |
| Тип        | микроножницы       |
| Тип лезвий | остроконечные      |
| Длина      | 95 мм              |
| Пружинные  | Да                 |