


Микропробирки Sarstedt с мягкой пробкой 1.5 мл / 2.0 мл

ФСЗ 2009/04699

объем 1.5 мл / 2 мл, в упаковке 5000 шт.

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Объем	1.5 мл / 2 мл
В упаковке	5000 шт.

Описание

Микропробирки Sarstedt с мягкой пробкой (из полиэтилена низкой плотности).				
Изображение	Кат. №	Объем	Размер	Цвет пробки
	72.688	1.5 мл	39×10.8 мм	бесцветные, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый
	72.689	2 мл	39×10.8 мм	бесцветные, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый

В упаковке: 5 000 шт.