

Микропробирки Sarstedt Standard 0.5 мл / 1.5 мл / 2.0 мл

ФСЗ 2009/04699

объем 0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл, градуированные, поле для записей, в упаковке 5000 шт.

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Объем	0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл
Градуированные	Да
Поле для записей	Да
В упаковке	5000 шт.

Описание

Микропробирки Sarstedt Standard с прикрепленной пробкой из полипропилена.

- ☐ Поле для надписей
- ☐ Градуировка (пробирки объемом 1.5 мл и 2 мл)

Изображение	Кат. №	Объем	Размер	Цвет
	72.699	0.5 мл	30×17.8 мм	бесцветные, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый
	72.690	1.5 мл	39×10.8 мм	бесцветные, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый
	72.691	2 мл	40×10.8 мм	бесцветные, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый

В упаковке: 5 000 шт.