

Микропробирки типа Эппендорф Литопласт 0.5 мл / 1.5 мл

ФСЗ 2011/1241

объем 0.5 мл / 1.5 мл, до 17000g, градуированные,
поле для записей

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Объем	0.5 мл / 1.5 мл
Центрифугирование	до 17000g
Градуированные	Да
Поле для записей	Да

Описание

Микропробирки Литопласт предназначены для хранения, транспортировки и центрифугирования микропроб биологического материала. Используется для всех видов лабораторных исследований.

Объем:

- ☐ 1.5 мл (градуировка до 1.0 мл, шаг: 0.1 мл, 0.5 мл, 1.0 мл)
- ☐ 0.5 мл (без градуировки)

Центрифугирование: до 17 000 g

Материал: автоклавируемый полипропилен высокой чистоты, устойчивый к кипячению и замораживанию

Цвет: белый матовый полупрозрачный (другой цвет допускается при заказе партии от 50 000 шт.)

Характеристики:

- Крышка микропробирки снабжена замком «Safe-Lock», который легко открывается и плотно закрывается одной рукой, без угрозы разбрызгивания жидкости и образования аэрозоля.
- На корпусе микропробирки ёмкостью 1.5 мл имеется матовое поле для записей.
- Микропробирки производятся в беспылевой (свободной от частиц на 99.9%) контролируемой среде при высокой температуре +250°C. Таким образом, они являются асептически чистыми по производству и не требуют дополнительной стерилизации.

Бактериологический вид: асептические – производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°C. После производства, в той же стерильной атмосфере, фасуются и упаковываются.

Вид упаковки: групповая фасовка в полиэтиленовом пакете.

Габариты картонной коробки:

- 610×390×260 мм (микропробирки ёмкостью 1.5 мл);

- 350×250×216 мм (микропробирки ёмкостью 0.5 мл);