

Микроскоп Olympus CX23

ФСЗ 2008/01 701

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /
тринокулярная насадка, объектив 4х / 10х / 40х / 100х,
метод исследования светлое поле / флуоресценция,
светодиодный осветитель, маркировка окуляра 10х /
15х, диаметр поля 20 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	4х / 10х / 40х / 100х
Метод	светлое поле / флуоресценция
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10х / 15х
Фокусировка	микро
Диаметр поля зрения	20 мм
Угол наклона тубусов	30 °
Регулировка межзрачкового расстояния	48-75 мм
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Освещение по Келлеру	Да
Оптическая система	UIS2
Размер	198×398×386 мм
Вес	5.9 кг

Дополнительные характеристики

Olympus CX33 - базовая универсальная модель в линейке лабораторных микроскопов CX. Разработан для рутинных работ в клинической диагностике (гематология, бактериология, цитология, гистология, урология и др.). Эргономичный по конструкции корпус и яркое светодиодное освещение делают микроскоп CX33 идеальным прибором для повседневной работы в медицинском учреждении.